

Synicem

Костные цементы



Костные рентгеноконтрастные цементы торговой марки Syncem представляют собой самоотвердевающую цементобразную акриловую смесь, предназначенную для фиксации металлических и полимерных протезов к естественной кости. Рентгеноконтрастность достигается благодаря содержанию микрогранул сульфата бария.

Костные цементы марки Syncem соответствуют основным требованиям директив ЕС, сертификации ISO 9001, ISO 13485 и ISO 5833 для акриловых цементов, используемых в хирургии.

ЦЕМЕНТ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВОЙ АППЛИКАЦИИ

Syncem 1, костные цементы для пальцевой аппликации имеют следующие преимущества:

- Легкость перемешивания, быстрое образование однородного материала (смеси).
- Неизменность качества смеси в течение длительного рабочего времени.
- Долгий рабочий период облегчает использование смеси.
- Короткая стадия окончательного отвердевания цемента минимизирует микро движения протеза во время установки.
- Прекрасная цементация и фиксация кости
- Рентгеноконтрастность.

Syncem 1, цемент без гентамицина

Syncem 1G, цемент с гентамицином

Syncem 1TP, цемент с тобрамицином

- Добавление антибиотика не оказывает влияния на качество костного цемента, ни во время смешивания, ни во время аппликации.
- Длительный срок действия антибиотика.
- Значительная концентрация антибиотика в губчатом и кортикальном слоях кости.

Презентация

Цементы серии Syncem 1, для пальцевой аппликации, поставляются в картонных упаковках, внутри блистер, содержащий один пакетик рентгеноконтрастного порошка, стерилизованного окисью этилена, и ампулу с раствором, стерилизованную ультрафильтрацией.

Каждая упаковка защищена тройным барьером стерилизации.



ЦЕМЕНТ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Цемент серии **Synicem 3** низкой вязкости предназначен для введения с помощью шприца/ специального пистолета.

- Легкость перемешивания, быстрое образование однородного материала (смеси).
- Легкое введение, благодаря пролонгированному периоду низкой вязкости цемента.
- Надежная установка и длительное фиксирование протеза.
- Короткая стадия окончательного отвердевания цемента минимизирует микро движения протеза во время установки.
- Рентгеноконтрастность.

Synicem 3 цемент без гентамицина

Synicem 3G с гентамицином

Synicem 3TP с тобрамицином

- Добавление антибиотика не оказывает влияния на качество костного цемента, ни во время смешивания, ни во время аппликации.
- Длительный срок действия антибиотика.
- Значительная концентрация антибиотика в губчатом и кортикальном слоях кости.

Презентация:

Цементы серии **Synicem 3**, низкой вязкости для инъекций, поставляются в картонных упаковках, внутри блистер, содержащий один пакетик рентгеноконтрастного порошка, стерилизованного окисью этилена, и ампулу с раствором, стерилизованную ультрафильтрацией

Каждая упаковка защищена тройным барьером стерилизации.



ТИП ЦЕМЕНТА	ВЯЗКОСТЬ	АНТИБИОТИК	РАСФАСОВКА	АРТИКУЛ
Synicem1	ВЫСОКАЯ	-	20гр-10мл	880018
			40гр-20мл	880021
Synicem1G	ВЫСОКАЯ	ГЕНТАМИЦИН	20гр-10мл	880218
			40гр-20мл	880223
Synicem1TP	ВЫСОКАЯ	ТОБРОМИЦИН	20гр-10мл	880216
			40гр-20мл	880226
Synicem3	НИЗКАЯ	-	40гр-20мл	880305
			60гр-30мл	880331
Synicem3G	НИЗКАЯ	ГЕНТАМИЦИН	40гр-20мл	880405
			60гр-30мл	880433
Synicem3TP	НИЗКАЯ	ТОБРОМИЦИН	40гр-20мл	880426
			60гр-30мл	880436

