




COVIDIEN

positive results for life™



НАДЕЖНО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.





V-Loc™ Рассасывающийся инструмент ушивания раны

Каталог продукции




Рассасывающийся инструмент ушивания раны V-Loc™ – это революционная технология, обеспечивающая оптимальные клинические результаты благодаря безузловому ушиванию раны.

Настоящий каталог содержит информацию о доступных размерах материала и иглах.






ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	SIZE	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16 мм  P-11	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM1413 ❖	VLOCM1414 ❖		
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM1423 ❖	VLOCM1424 ❖		
3/8 Круга 19 мм  P-12	6" 15 см	Неокраш.	12		VLOCM0003 ❖	VLOCM0004 ❖	VLOCM0005	
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM0013 ❖	VLOCM0014 ❖	VLOCM0015	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM0023 ❖	VLOCM0024 ❖	VLOCM0025	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCM0033 ❖	VLOCM0034 ❖	VLOCM0035	
3/8 Круга 24 мм  P-14	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM0113 ❖	VLOCM0114 ❖	VLOCM0115	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM0123 ❖	VLOCM0124 ❖	VLOCM0125	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCM0133 ❖	VLOCM0134 ❖	VLOCM0135	
3/8 Круга 30 мм  P-17	18" 45 см	Неокраш.	12			VLOCM1824		
КОЛЮЩАЯ ☺								
3/8 Круга 17 мм  CV-15	6" 15 см	Фиолет.	12		VLOCM1203 ❖	VLOCM1204 ❖		









КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	SIZE	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Фиолет.	12			VLOCM0804 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM1904 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM0844 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM1944 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0813 ❖	VLOCM0814 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0823 ❖	VLOCM0824 ❖		
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Фиолет.	12		VLOCM0603 ❖	VLOCM0604 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM2004 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12		VLOCM0643 ❖	VLOCM0644 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM2044 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0613 ❖	VLOCM0614 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0623 ❖	VLOCM0624 ❖	VLOCM0625	
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Круга 27 мм  GS-22	6" 15 см	Фиолет.	12				VLOCM2105	
	6" 15 см	Неокраш.	12				VLOCM2205	
	9" 23 см	Фиолет.	12				VLOCM2145	
	9" 23 см	Неокраш.	12				VLOCM2245	
	12" 30 см	Фиолет.	12				VLOCM2115	







КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	SIZE	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 37 мм  GS-21	6" 15 см	Фиолет.	12				VLOCM0305	
	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM0344	VLOCM0345	
	12" 30 см	Фиолет.	12			VLOCM0314	VLOCM0315	
	18" 45 см	Фиолет.	12			VLOCM0324		
5/8 Круга 27 мм  GU-46	6" 15 см	Фиолет.	12			VLOCM1704		
	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM1744		



ОБРАТНО-РЕЗУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	SIZE	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16 мм  P-11	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL1413 ❖			
3/8 Круга 19 мм  P-12	6" 15 см	Неокраш.	12		VLOCL0003 ❖	VLOCL0004		
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0013 ❖	VLOCL0014	VLOCL0015	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0023 ❖	VLOCL0024	VLOCL0025	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0033 ❖			
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0034	VLOCL0035	
3/8 Круга 24 мм  P-14	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0113 ❖	VLOCL0114	VLOCL0115	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0123 ❖	VLOCL0124	VLOCL0125	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0133 ❖			
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0134	VLOCL0135	
КОЛЮЩАЯ ⊙								
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0803 ❖	VLOCL0804		
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0843 ❖	VLOCL0844 ❖		
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0813 ❖	VLOCL0814		
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0824		
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0603 ❖	VLOCL0604 ❖		
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0643 ❖	VLOCL0644 ❖		
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0613 ❖	VLOCL0614 ❖	VLOCL0615	
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0624 ❖	VLOCL0625	
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Зеленый	12			VLOCL1544		



КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	SIZE				
				M	4-0	3-0	2-0	0
1/2 Круга 37 мм  GS-21	9" 23 см	Зеленый	12			VLOCL0344		
	12" 30 см	Зеленый	12			VLOCL0314	VLOCL0315	VLOCL0316
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0324	VLOCL0325	VLOCL0326
	24" 60 см	Зеленый	12				VLOCL0335	VLOCL0336
1/2 Круга 48 мм  GS-25	12" 30 см	Зеленый	12					VLOCL0416
	18" 45 см	Зеленый	12					VLOCL0426
	24" 60 см	Зеленый	12					VLOCL0436
1/2 Круга 65 мм  GS-26	18" 45 см	Зеленый	12				VLOCL0525	VLOCL0526
	24" 60 см	Зеленый	12				VLOCL0535	VLOCL0536



COVIDIEN



	V-Loc™ 90	V-Loc™ 180
Сохранение прочности	7 дней, 90%; 14 дней, 75%	7 дней, 80%; 14 дней, 75%; 21 день, 65%
Рассасывание	90-110 дней	180 дней
Применение	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов
Цвет	Неокрашенный, фиолетовый	Неокрашенный, зеленый
		
Состав	Гликолид, диоксанон и триметилен карбонат	Сополимер полигликолевой кислоты и триметилен карбонат
Стерилизация	Этилена оксид	Этилена оксид
Показания	V-Loc™ 90 и V-Loc™ 180 предназначены для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90 и V-Loc™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.	

ВАЖНО: Для получения дополнительной информации о применении, показаниях, противопоказаниях, предупреждениях и предостережениях, пожалуйста, изучите вкладыш в упаковке.



COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и "positive results for life" являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.
© 2011 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

015054 Москва, ул. Дубининская,
дом 53, стр. 5

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM